

## Kontakt Information

Aidian Denmark ApS  
info@aidian.dk  
+45 8610 3020

E-mail ordre: order@aidian.dk  
www.aidian.dk / www.quikread.com

### QuikRead go system

QuikRead go	Vare nr.
QuikRead go Instrument, 1 stk.	135867
QuikRead go easy CRP, 50 tests	153287
QuikRead go CRP+Hb, 50 tests	140066
QuikRead go wrCRP+Hb, 50 tests	146255

### PixCell HemoScreen

HemoScreen	Produkt nr.	Vare nr.
PixCell HemoScreen Analysator	HS-FA-30219	154798
PixCell HemoScreen CBC, 50 tests+samplers	BC-FA-00400	155207
PixCell HemoScreen samplers, 50 stk.	BC-FA-00402	155208
PixCell Hemocup blood dispenser, 100 stk.	AC-FA-00100	154797
PixCell CBC-PIX control, 2 sæt	OPI222TA3	154852
Opticon L-46X 2D barcode reader	14007	155011
ZEBRA ZD220 desktop printer	ZD22042-D0EG00EZ	155185
Thermal paper 80x80x12, 1 enhed	80/80/12 EH PAPER RO	155186

1. QuikRead go® easy CRP Performance Flyer:  
Proven reliability with the QuikRead go® easy CRP test
2. Dubois, J. A. et al. Bedside Glucose Monitoring - Is it Safe? A New, Regulatory-Compliant Risk Assessment Evaluation Protocol in Critically Ill Patient Care Settings. Critical care medicine 2017, 45(4), 567-574. doi: 10.1097/CCM.0000000000002252
3. Bismuth E. et al. Can we prevent diabetic ketoacidosis in children? Pediatr Diabetes 2007;8(Suppl. 6):24-33

### Nova Biomedicals målere og forbrugvarer

Lactat, hæmoglobin og hæmatokrit	Produkt nr.	Vare nr.
Nova Statstrip Xpress-2 Lact/HH Meter DK	60873	155209
Nova Statstrip Lact/HH Meter*	61279	155170
Nova Statstrip Lactate Test Lact/HH, 50 tests	61440	154770
Nova Statstrip Hb Hct Strips, 50 tests	58786	154782
Nova Control Statstrip Lactate Level 1	47553	154735
Nova Control Statstrip Lactate Level 2	47554	154737
Nova Control Statstrip Hb Hct Level 1	59820	154783
Nova Control Statstrip Hb Hct Level 2	59827	154784

Glucose og B-keton	Produkt nr.	Vare nr.
Nova Statstrip Xpress-2 Glu Ket Meter	56506	154785
Nova Statstrip Glu Ket Meter*	53712	154722
Nova Statstrip Glu Ket Meter Wifi 1.86*	54796	154767
Nova Statstrip Glucose Test Strips, 100 tests	42214	154727
Nova Statstrip Ketone Test Strips, 50 tests	46951	154726
Nova Statstrip Glu Ket Control Level 1	46947	154725
Nova Statstrip Glu Ket Control Level 2	46948	154766
Nova Statstrip Glu Ket Control Level 3	46949	154723

Kreatinin	Produkt nr.	Vare nr.
Nova Statsensor Xpress-I Creat Meter	48635	154639
Nova Statsensor-I Creat Meter**	45328	154765
Nova Statsensor Creat Strips, 50 tests	43272	154638
Nova Statsensor Creat Control Level 1, 4 ml	43921	154642
Nova Statsensor Creat Control Level 2, 4 ml	43922	154641
Nova Statsensor Creat Control Level 3, 4 ml	43923	154640

Dockingstation til tilslutningsmålere	Produkt nr.	Vare nr.
Nova Dock Single For Ver-1	51994	154750
Nova Dock Single For Ver-1.75/.86	53400	154724
Nova Power Supply For Meter 1/1.75 EU***	52320	154733

\* Dockingstation medfølger ikke måleren.

\*\* Dockingstation medfølger måleren.

\*\*\* Strømforsyning er inkluderet til alle dockingstationer.

# Når tiden betyder noget.

Hurtig point of care test til at stille diagnose og behandlings beslutning



**AIDIAN**

www.aidian.dk

**AIDIAN**

# Når tiden betyder noget.

Når tiden er kritisk i forskellige sundhedsmiljøer, kan hurtig behandlingstest understøtte behandlingsbeslutninger. Hurtige og nøjagtige testresultater er nødvendige, uanset om testning udføres i præhospital akutbehandling, herunder transport til et hospital, i en akutmodtagelse eller i akut pleje. Hurtige resultater understøtter hurtig beslutning og tager stilling til, om patienten skal sendes eller indlægges på et hospital.

Mål nemt C-reaktivt protein (CRP) og hæmoglobin (Hb) med QuikRead go® -system og glukose, keton, laktat, kreatinin og Hb/hæmatokrit med Nova Biomedicals håndholdte målere. Disse systemer har funktioner afgørende for praktisk akut plejediagnostik: de er små og nemme at bære rundt på samt udstyret med prøveudtagning direkte fra fingerstikket og gode tilslutningsfunktioner.

HemoScreen™ hæmatologianalysator gør blodanalyse usædvanligt enkel. Det kan udføre meget komplekse blodprøver i et enkelt, bærbart og vedligeholdelsesfrit plejestrument. Det er perfekt til test af fuldstændigt blodtal (CBC) og er velegnet til forskellige typer sundhedsplejesteder. HemoScreen måler 20 standard CBC parametre, herunder den 5-delte leukocytdifferential fra kun én dråbe blod.



## QuikRead go® system til hurtig CRP og Hb point of care test

QuikRead go-systemet er velegnet til nød- og ambulant brug, da enheden er letvægts, vedligeholdelsesfri, kan batteridives og tilbyder trådløs dataoverførsel til HIS/LIS. Nøjagtig måling af CRP kan være kritisk i den kliniske håndtering af en patient med symptomer på infektion, i at udelukke alvorlig bakteriel infektion og i at optimere antibiotika-ordination. Hæmoglobin (Hb) måling giver vigtig information om patientens tilstand i både akutte og basale sundhedsforhold.

## QuikRead go® easy CRP

QuikRead go easy CRP giver nøjagtig kvantitativ CRP-resultat på op til 2 minutter. Det unikke one-step prøveopsamler minimerer praktiske trin og kun en lille prøve (10 µl) er nødvendig. QuikRead go easy CRP testresultater er sammenlignelige med klinisk kemi analysatorer<sup>1</sup>.

## QuikRead go® CRP+Hb and QuikRead go® wrCRP+Hb

QuikRead go CRP+Hb og QuikRead go wrCRP+Hb giver pålideligt to resultater, CRP og Hb, fra en prøve med en analyse. Nøjagtig kvantitativ resultater er tilgængelige på op til to minutter.

## Nova Biomedicals håndholdte målere til laktat, hæmoglobin, hæmatokrit, glucose, keton og kreatinin point of care test

Nova Biomedicals målere fås som brugervenlige, små Xpress- eller Xpress2-målere eller som touchscreen-betjente målere med omfattende tovejsforbindelse og point of care funktioner.



## StatStrip® og StatStrip Xpress®2 LAC/Hb/Hct målere

StatStrip Lactate test giver hurtig og rettidig tendens af laktat i hypoperfusion. Testen er hurtig og nemt og tilbyder pålidelige resultater på bare 13 sekunder fra 0,6 µl fuldblodprøve. StatStrip hæmoglobin (Hb) og hæmatokrit (Hct) test med samme måler leverer nøjagtigt målte, ikke beregnede, værdier for både Hct og Hb på 40 sekunder fra 1,6 µl fuld-blodsprøve.



## StatStrip® og StatStrip Xpress®2 Glu/Ket målere

StatStrip glukose/ketonmåler bruger verdens mest omfattende undersøgt og bevist glukose strimmel. StatStrip Glucose teststrimmel er den eneste glukose teststrimmel, der måler og eliminerer glukose interferens fra hæmatokrit, galactose og andre endogene og eksogene stoffer<sup>2</sup>. Blod ketontest med samme måler med brug af StatStrip Ketone teststrimmel giver hurtig detektion eller udelukkelse af diabetisk ketoacidose (DKA), den førende årsag til hospitalsindlæggelse og død for børn med diabetes.<sup>3</sup>



## StatSensor® og StatSensor Xpress™ Kreatinin og eGFR målere

StatSensor Kreatinin er avanceret teknologi og muliggør enkel, hurtig, og nøjagtig vurdering af nyrenes funktion i point of care. StatSensor Kreatinin vurderer nyrefunktion præcist og hurtigt på kun 30 sekunder fra 1,2 µl fingerstik-kapillærblood prøve. eGFR er tilgængelig med StatSensor tilslutningsmåler version.



## PixCell Medicals HemoScreen™ hæmatologianalysator til komplet blodtælling i point of care

HemoScreen er en bærbar hæmatologisk analysator, der forkorter ekspeditionstid markant. Det giver CBC-resultater indenfor 5 minutter og er velegnet til forskellige typer sundhedssteder, herunder akutmodtagelse, intensivafdeling, og ekspertklinikker. HemoScreen kræver ingen vedligeholdelse eller kalibrering og bruger en engangspatron, der indeholder alle nødvendige reagenser til CBC og WBC 5-delt differential.