

AIDIAN



**Raskt INR-resultat –
når som helst, hvor som helst!**

iLine[®] microINR[®]

Raskt INR-resultat – når som helst, hvor som helst!

Warfarin er en vitamin K-antagonist (VKA) som brukes i antikoagulasjonsbehandling for å forhindre trombose (blodpropp). Warfarinbasert antikoagulasjonsbehandling krever regelmessig oppfølging for å være sikker og effektiv. microINR brukes for å overvåke antikoagulasjonsbehandling med VKA-medisiner, og gir et kvantitativt INR-resultat med blodprøve fra fingerstikk. microINR er egnet både til profesjonelt bruk og egenmåling.

microINR er enkelt å bruke

- Lite helautomatisk instrument
- Få trinn
- Automatisk kalibrering
- Enkel prøvetaking
- Lite prøvevolum, kun 3 µl
- Individuelt pakkede testchips med lagring i romtemperatur
- Oppladbart batteri



microINR er pålitelig og rask

- Resultat på mindre enn 1 minutt
- Innebygget kvalitetskontroll ved hver måling
- Måleområde 0,8-8 INR

Enkel i bruk!



Sett i chipen



Tilsett blod



Resultat

For mer informasjon, se pakningsvedlegg.

Kontaktinformasjon

Aidian Norway AS

info@aidian.no

Tlf. +47 66 78 56 30

E-post for bestillinger: ordre@aidian.no

Produkt	Prod. nr.	Art.nr.
iLine microINR Meter	KTA0001AC	142353
iLine microINR CHB Chips, 25 stk.	CHB0025AC	149438
iLine microINR EasyControl, 5x2 ml	EKA0005UU	144991

AIDIAN

www.aidian.no